



Groupe Intervention Santé inc.

Formations médicales & SST



Allerject^{MC} Ces informations sont livrés dans vos cours de secourisme chez GIS

Mode d'emploi

Allerject^{MC} est doté d'un système d'assistance vocale électronique qui vous guidera durant tout le processus d'injection. Si, pour quelque raison que ce soit, le système vocal devait faire défaut en cas de situation d'urgence due à une réaction allergique, Allerject^{MC} demeure fonctionnel; vous pourrez l'utiliser en suivant le mode d'emploi ci-dessous.

Retirez Allerject^{MC} de son étui.



Ne passez à l'étape 2 que lorsque vous êtes prêt à utiliser Allerject^{MC}. Sinon, remettez-le dans son étui.

Retirez le dispositif de sécurité ROUGE



Pour éviter de vous injecter Allerject^{MC} accidentellement, ne touchez jamais à l'extrémité noire de l'auto-injecteur d'où sort l'aiguille. En cas d'injection accidentelle, obtenez des soins médicaux immédiatement. **REMARQUE** : Le dispositif de sécurité est solidement inséré. **Tirez fermement pour le retirer.**

Placez l'extrémité NOIRE contre le centre de la face externe de la cuisse (à travers les vêtements, au besoin), appuyez fermement contre la cuisse et maintenez le dispositif en place pendant 5 secondes.



Remarque: Une fois l'auto-injecteur Allerject^{MC} activé, vous entendrez un son caractéristique (clic et sifflement) lorsque vous l'appuyez contre votre jambe. Ce son est normal et confirme qu'Allerject^{MC} fonctionne correctement.

Obtenez le service des ambulanciers/ paramédics, appelez le 911.



Remettez Allerject^{MC} dans son étui et remettez-le à l'ambulancier/ paramédic, qui vous expliqueront comment le mettre au rebut et le remplacer.

IMMÉDIATEMENT après l'injection d'Allerject^{MC}

Si la réaction allergique persiste, vous pourriez avoir besoin d'une dose additionnelle d'épinéphrine.

Obtenez sans délai des soins médicaux même si vos symptômes d'allergie semblent avoir disparus. Les effets de l'épinéphrine peuvent s'estomper et vous risquez de subir une deuxième réaction. **Vous devez obtenir les services ambulanciers** immédiatement après avoir utilisé Allerject^{MC}.

Même après avoir reçu des soins médicaux, assurez-vous de demeurer à proximité d'un hôpital ou d'un endroit d'où vous pouvez facilement appeler le 911 pendant les 48 prochaines heures.

Après l'administration d'Allerject^{MC} :

- L'extrémité noire se verrouille.
- Le système vocal annonce qu'Allerject^{MC} a été utilisé et les témoins lumineux rouges clignoteront.
- Le dispositif de sécurité **ROUGE** ne peut être remis en place.
- La fenêtre d'inspection du dispositif sera obscurcie.
- Il restera un peu de solution dans l'auto-injecteur Allerject^{MC}. Mais rassurez-vous, l'injection est complète et vous avez reçu la dose exacte de médicament.
- Remettez Allerject^{MC} à l'ambulancier/ paramédic pour sa mise au rebut (ne le jetez jamais à la poubelle).
- Informez votre professionnel de la santé de vos antécédents médicaux et de tous les médicaments que vous prenez (par exemple, il se peut qu'un patient atteint de diabète doive ajuster sa dose de médicament antidiabétique ou d'insuline après avoir utilisé Allerject^{MC}).
- **Remplacez l'Allerject^{MC} utilisé.**

À présent, le patient a besoin d'un nouveau dispositif d'injection d'adrénaline. Le dispositif utilisé et tout reste de solution ne peuvent pas être réutilisés. Chaque fois que vous retirez le dispositif vide de l'étui, le système d'assistance vocale vous rappellera qu'il fut utilisé, jusqu'à ce qu'il soit mis au rebut.

Doses à administrer

Chaque dispositif Allerject^{MC} contient une dose unique d'épinéphrine et ne doit être utilisé que par un seul patient.

Il existe deux doses différentes à administrer. Le choix de la posologie adéquate est déterminé en fonction du poids corporel du patient. Votre professionnel de la santé vous recommandera la dose qui vous convient :

Allerject^{MC} à 0,15 mg, libère une dose d'épinéphrine de 0,15 mg qui convient aux patients qui pèsent entre 15 et 30 kg (33-66 livres).



modèle bleu

Allerject^{MC} à 0,3 mg, libère une dose d'épinéphrine de 0,3 mg qui convient aux patients qui pèsent au moins 30 kg (66 livres).



modèle orange

Ces informations sont livrés en détail dans vos formations en secourisme et premiers soins chez Groupe Intervention Santé inc